

New

Aspirator 3

Qualität – Made in Germany

Der neue präzise Absauger

- einfache Bedienung /elektr. Fußpedal
- lange Lebensdauer
- hohe Zuverlässigkeit
- sehr geräuscharm
- konstante Unterdruckregelung
- sicher durch Überlaufschutz
- Optionen: Integrierte Wärmeplatte, fahrbarer Ständer

The new exact aspiration pump

- easy handling/electrical pedal
- long durability
- high reliability
- very silent
- constant control of negative pressure
- safe by overflow protection
- Optionen: Integrated hotplate, mobile telescope stand



*Abbildung zeigt Gerät mit integrierter Wärmeplatte (optional), Wärmeblock und Punktionsset von Labotect

*Picture shows device with integrated hotplate (optional), heating block and puncture set from Labotect

Technische Daten		Technical Data	
Klassifikation nach 93/42/EWG	Klasse IIa	According to Directive 93/42/EEC	Class IIa
Klassifikation nach EN 10079	high vacuum, low flow	EN 10079 conform	high vacuum, low flow
Vakuum	0 – 500 mmHg = 0 – 666 mbar	Negative pressure	0 – 500 mm Hg = 0 – 666 mbar
Volumen des Überlaufgefäßes	100 ml	Volume of overflow vessel	100 ml
Maße	~ 408 x 130 x 250 (B x H x T in mm)	Dimensions	~ 408 x 130 x 250 (w x h x d in mm)
Gewicht	~ 7,6 kg	Weight	~ 7,6 kg
Anschluss für Saugschlauch	Ø 2 bis 4 mm	Connection for aspiration tubing	Ø 2 to 4 mm
Netzspannung	230 V oder 115 V	Power supply	230 V or 115 V
Netzfrequenz	50/60 Hz	Power frequency	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	80 W	Power input	80 W
Schutzklasse 1		Safety class I	
Gerät des Typs B		Device type B	
Wärmeplatte (optional)		Hotplate (optional)	
Temperaturbereich	30 °C ... 45 °C	Temperature range	30 °C ... 45 °C
Regelgenauigkeit	+/-0,2 °C	Accuracy	+/-0,2 °C
Temperaturverteilung	+/-0,5 °C	Temperature distribution	+/-0,5 °C
Aufheizzeit	< 10 min	Heating time	< 10 min
Anschluss für Potentialausgleich		Connection for potential compensation	
Labotect bietet Punktionsnadeln für die transabdominale und für die transvaginale, ultraschall-kontrollierte Punktion in verschiedenen Varianten an. Im Labotect Lieferprogramm finden Sie alle Geräte und Instrumente für die assistierte Reproduktion.		Labotect offers a comprehensive variety of puncture needles for transabdominal as well as for transvaginal ultrasound controlled puncture. The Labotect product range includes all devices and instruments applied for assisted reproduction.	

CE 0123



ÄM16_07/2007