


Inseminationskatheter Ref. 13372

Insemination-Catheter Ref. 13372

Qualität – Made in Germany

- Perfekt abgerundete Katheterspitze mit seitlichen Öffnungen zur atraumatischen Insertion
- Jede Charge MEA (Mouse Embryo Assay) und LAL (Endotoxin Assay) getestet
- Biokompatibilität entspricht ISO 10993
- Validierte Gammasterilisation
- FDA-Zulassung nach 510(K)
- Anwendung nur durch geschultes Personal
- Flexible, round tip with lateral openings for atraumatic insertion of the catheter
- Highest Safety – Each batch Mouse Embryo Assay (MEA) and Endotoxin Assay (LAL) tested
- Biocompatibility conforming to ISO 10993
- Validated gamma-sterilisation
- 510(K) approval from FDA
- To be used by trained personnel only



ÄM02_08/2008