

Aspirator 3

Qualität – Made in Germany



Präzise Absaugpumpe zur Follikelpunktion

Vorzüge des Aspirator 3:

- Zugelassenes Medizinprodukt
- Einfache Bedienung durch elektrisches Fußpedal
- Lange Lebensdauer
- Hohe Zuverlässigkeit
- Sehr geräuscharm
- Präzise Unterdruckregelung
- Sicher durch Überlaufschutz

Lieferumfang

- Aspirator 3
- Fußpedal
- Netzteil
- 2 x Überlaufbehälter, 2 x Sperrfilter und Schläuche

REF 14193 (ohne Wärmeplatte)

REF 13907 (mit Wärmeplatte)

Abbildung zeigt Gerät mit integrierter Wärmeplatte (optional), Wärmeblock und Punktionsset von Labotect

Optionales Zubehör:

- Integrierte Wärmeplatte

REF 13907 (Aspirator 3 mit Wärmeplatte)

- Fahrbarer Ständer

REF 14287



Technische Daten:

- Klassifikation nach 93/42/EWG: Klasse IIa
- Klassifikation nach EN 10079: high vacuum, low flow
- Vakuum: 0 – 500 mmHg \pm 0 – 666 mbar
- Volumen des Überlaufgefäßes: 100 ml
- Maße: ~ 408 x 130 x 250 (B x H x T in mm)
- Gewicht: ~ 7,6 kg
- Anschluss für Saugschlauch: Ø 2 bis 4 mm
- Anschlusswerte: 230 V AC, 50/60 Hz oder 115 V AC, 50/60 Hz, 85 VA
- Schutzklasse: I
- Gerätetyp: BF
- Wärmeplatte (optional):
 - Temperaturbereich: 30 °C – 45 °C
 - Aufheizzeit: < 10 Min.
- Anschluss für Potentialausgleich