

Hot Plate A4

Qualität – Made in Germany



Heizplatte für Labor und Forschung

Eigenschaften:

- Robuste, ebene Glasoberfläche
- Homogene Temperaturverteilung
- OLED-Display zur einfachen und intuitiven Menüführung
- Kapazitive Tasten mit haptischer Rückmeldung durch Vibration (abschaltbar)
- Integrierter Netzschalter
- Besonders flach und platzsparend
- Reinigung und Dekontamination mit allen gängigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln

Lieferumfang:

- Heizplatte mit Netzkabel REF 16481

Zubehör:

- Retraktorrahmen REF 17958

Technische Daten:

- Abmessungen: 300 x 210 x 15 mm (B x T x H)
- Nutzbare Fläche 255 x 140 mm
- Gewicht: 1050 g (ohne Netzteil)
- Temperaturkonstanz: $\pm 0,2^\circ\text{C}$
- Temperaturhomogenität: $\pm 0,3^\circ\text{C}$
- Aufheizzeit: ca. 10 Min.
- Temperatur Regelbereich: $27 - 45^\circ\text{C}$ (ab 2°C über Raumtemperatur)
- Stromversorgung: 100 – 240 V AC, 60 W
- Kabellänge:
 - Hot Plate zur Anschlussstelle am Netzteil 0,3 m
 - Netzteil zum Stecker 1,8 m

 Rev. 4_12/2021

(Techn. Änderungen vorbehalten)