


LaboDat+

Qualität – Made in Germany



PC-Software zur Dokumentation von Inkubationsbedingungen

Abbildung: Hauptfenster LaboDat+

Eigenschaften:

- Anzeige aktueller und gespeicherter Werte
- Geschützte Aufzeichnung aller Mess- und Alarmwerte
- Anzeige in Diagrammen und als Zahlenwerte
- Kompatibel mit Labotect Geräten mit RS485-Bus*
- Exportmöglichkeiten
- Sprachoption Deutsch / English
- Kompatibel bis einschließlich Windows 10

Hardware:

- USB-Schnittstellenwandler

REF 15125

Vorzüge:

- Nachweis der Inkubationsbedingungen
- Bis zu 16 Geräte auf einen Blick
- USB-Anbindung
- Berichterstellung
- Datenspeicherung auf Server möglich

Überwachbare Geräte:

- ➔ C16
- ➔ C60
- ➔ C200
- ➔ Labo C201
- ➔ Labo C-Top
- ➔ Labo Gas Mixer
- ➔ Gasmonitor

*abhängig von der Gerätesoftwareversion der Leiterkarte




Abbildung: Auswertung Einzelgerät LaboDat+