


Punktionsnadeln und -sets

Qualität – Made in Germany



Die Punktionsnadeln und -sets von Labotect sind speziell für medizinische Anwendungen im Gebiet der assistierten Reproduktion entwickelt worden.

Produkteigenschaften:

- Nadeln und Sets zur Follikelpunktion
- Facettenschliff
- Ergonomisches Griffstück
- Echofeld geschliffen oder geätzt
- Validierte ETO-Sterilisierung
- MEA/LAL-getested
- Medizinprodukt Klasse IIa

Einlumige Punktionssets

mit geätztem Echofeld, ohne Spülschlauch:

REF	Nadellänge (mm)	Außendurch- messer der Nadel (mm / G)	Stopfen für ... ml Röhrchen	Schlauchlänge von der Nadel zum Stopfen (mm)	Schlauchlänge vom Stopfen zum Aspirator (mm)	Luer- anschluss am Stopfen
13441	300	1,4 / 17	14	1300	1000	ja
13444	300	1,4 / 17	26	1300	1000	nein
15138	330	1,0 / 19	14	1300	1000	ja
16783	300	1,4 / 17	14	800	800	ja
16785	330	1,0 / 19	14	800	800	ja

mit geätztem Echofeld und Spülschlauch:

REF	Nadellänge (mm)	Außendurch- messer der Nadel (mm / G)	Stopfen für ... ml Röhrchen	Schlauchlänge von der Nadel zum Stopfen (mm)	Schlauchlänge vom Stopfen zum Aspirator (mm)	Luer- anschluss am Spül- schlauch
13443	300	1,4 / 17	14	1300	1000	ja

Spülschlauchlänge: 1000 mm

16445	300	1,4 / 17	14	750	30	ja
-------	-----	----------	----	-----	----	----

Spülschlauchlänge: 750 mm

mit geschliffenem Echofeld, ohne Spülschlauch:

REF	Nadellänge (mm)	Außendurch- messer der Nadel (mm / G)	Stopfen für ... ml Röhrchen	Schlauchlänge von der Nadel zum Stopfen (mm)	Schlauchlänge vom Stopfen zum Aspirator (mm)	Luer- anschluss am Stopfen
13438	300	1,4 / 17	14	1300	1000	ja
13440	300	1,4 / 17	26	1300	1000	nein
13450	300	1,4 / 17	14	500	1800	nein
13451*	300	1,4 / 17	14	1300	1000	nein
13452*	300	1,4 / 17	14	500	1000	nein
13452L*	300	1,4 / 17	14	1000	1000	nein

*mit hartem Schlauch

Doppellumige Punktionssets

mit **geschliffenem Echofeld** und **Spülschlauch**:

REF	Nadellänge (mm)	Außendurch- messer der Nadel (mm / G)	Stopfen für ... ml Röhrchen	Schlauchlänge von der Nadel zum Stopfen (mm)	Schlauchlänge vom Stopfen zum Aspirator (mm)	Luer- anschluss am Spül- schlauch
13463	330	1,6 / 16	14	390	1000	ja

Spülschlauchlänge: 350 mm

16784	330	1,6 / 16	14	800	800	ja
-------	-----	----------	----	-----	-----	----

Spülschlauchlänge: 800 mm



Echofeld
geschliffen



Echofeld
geätzt