

Retraktorrahmen

Quality – Made in Germany



Bild:
Retraktorrahmen mit Hot Plate A3



Bild:
Retraktorrahmen mit Hot Plate A4

Zubehör für:

- Hot Plate 062
- Hot Plate A3
- Hot Plate A4

- Zum variablen Fixieren von Objekten an Magnethaltern
- Rostfreier Stahl (magnetisch)

Retraktorrahmen für Hot Plate 062

Innenmaße: 21,0 x 15,0 cm
Außenmaße: 27,7 x 21,7 cm

REF 15943

Retraktorrahmen für Hot Plate A3

Innenmaße: 34,0 x 22,0 cm
Außenmaße: 42,4 x 30,4 cm

REF 15942

Retraktorrahmen für Hot Plate A4

Innenmaße: 24,7 x 13,2 cm
Außenmaße: 30,4 x 21,4 cm

REF 17958

Lieferumfang:

- für Hot Plate A3 & Hot Plate 062:
 - Retraktorrahmen
 - Silikonunterlage
- für Hot Plate A4:
 - Retraktorrahmen mit integrierten Silikonfüßen

(Magnete nicht im Lieferumfang enthalten)



Rev. 3_05/2021