

Aluminium-Wärmeblöcke

Qualität – Made in Germany

Als Zusatz für CellTrans 2018, Cell-Trans 4016, Blockthermostat, Aspirator 3 mit Wärmeplatte und Wärmeplatten sind folgende Produkte erhältlich:

Große Aluminium-Wärmeblöcke zur Aufnahme von



22 Röhrchen à 5 ml
 $x = 54 \text{ mm}$, $\varnothing = 12,2 - 12,4 \text{ mm}$
 oder 38 Röhrchen à 13 ml
 $x = 66 \text{ mm}$, $\varnothing = 16,8 - 17,0 \text{ mm}$
 (Mischbestückung möglich)

REF 10264





26 Röhrchen à 25 ml oder 26 ml
 $x = 68 \text{ mm}$, $\varnothing = 23,9 - 24,1 \text{ mm}$

REF 10277



12 Schraubröhrchen à 50 ml
 $y = 81 \text{ mm}$, $\varnothing = 29,95 - 30,05 \text{ mm}$

REF 14870



Kleine Aluminium-Wärmeblöcke* zur Aufnahme von



8 Röhrchen à 13 ml
 $x = 60,5 \text{ mm}$, $\varnothing = 16,8 - 17,0 \text{ mm}$

REF 12974



5 Röhrchen à 25 ml oder 26 ml
 $x = 70 \text{ mm}$, $\varnothing = 24,0 - 24,1 \text{ mm}$

REF 12977

*Die kleinen Wärmeblöcke sind für den CellTrans 2018 nicht passend



Rev. 10_02/2022